

## KIN ORTHONET DESINCRUSTANTE SEMANAL LIMPIEZA PROTESIS DENTAL 500 ML

Limpieza completa para aparatos de boca removibles

Calificación: Sin calificación

**Precio**

9,95 €

9,95 €

1,73 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [KIN](#)

### Descripción

El enjuague bucal ayuda a disolver y eliminar las sustancias que tiñen los dientes y provocan alteraciones en su color, evitando también que se adhieran de nuevo. Puede ser utilizado de manera aislada para evitar tinciones dentales, durante tratamientos dentales blanqueadores y también después, para ayudar a mantener el color blanco de los dientes durante más tiempo.

### Composición:

Está compuesto por agentes desincrustantes que ayudan a desprender y disolver los restos de alimentos y residuos insolubles en agua de los aparatos removibles, a la vez que ejerce una acción antiséptica complementaria.

Es exclusivamente de uso externo. No ingerir.

### MODO DE EMPLEO

Una vez a la semana, verter un cuarto del contenido de la solución (ver señal de botella) en un recipiente o vaso directamente sin diluir y sumergir completamente el aparato removible. Dejar actuar unos 15-30 minutos. Aclarar con abundante agua el aparato removible antes de introducirlo en la boca. Se recomienda realizar aclarado con ayuda de un cepillo de dientes suave para facilitar la limpieza.

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.